

Ultrazvukový čistič pleti UD-039

—

Návod k použití



Důležité bezpečnostní pokyny



- Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a poté jej uschovejte pro možnost dalšího nahlédnutí.
- Pokud je přístroj používán v blízkosti dětí, dětmi samotnými, postiženými nebo nevidomými osobami, je třeba zajistit dohled zodpovědnou osobou.
- Nikdy nenechte ultrazvukový čistič působit na jednom místě déle jak 3 vteřiny.
- Na přístroji nikdy nestavějte těžké předměty a vyvarujte se pádu přístroje na zem.
- Přístroj v žádném případě nepoužívejte, pokud pracuje nesprávně nebo je nějakým způsobem poškozen.
- Zařízení nesmí být používáno ve vodě nebo vlhkém prostředí.
- Přístroj nikdy nerozebírejte nebo se sami nesnažte o jeho opravu, mohlo by dojít k poškození vašeho zdraví.
- Pokud zjistíte na přístroji jakékoli poškození nebo přístroj pracuje nesprávně, neprodleně kontaktujte servisní centrum.
- Zařízení čistěte pouze suchým měkkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte vodu ani jiné čisticí prostředky.
- Přístroj nikdy nevkládejte do vody nebo jiných roztoků a také jej nikdy nenechávejte na místech, odkud by mohl snadno spadnout.
- Nikdy neomotávejte elektrický kabel okolo dobíjecího adaptéru a také dobíjecí adaptér neodpojujte z elektrické zásuvky pouhým držením za elektrický kabel.
- Přístroj uchovávejte na suchém a chladném místě.

Základní funkce

Ultrazvukový čistič pleti UD-039 je malý ruční přístroj. Jeho napájení je zajištěno dobíjecí baterií, takže jej můžete bez problémů používat také na cestách nebo tam, kde není k dispozici elektrická síť. Na jedno nabití baterie, které trvá přibližně 2 hodiny, dokáže přístroj pracovat po dobu 4 hodin. Používání přístroje je naprosto bezpečné a velice snadné. Čistící kontakt, přes který jsou generovány bezpečné vysokofrekvenční impulsy s neuvěřitelnou rychlostí 25 000 pulsů za vteřinu, je skryt pod ochrannou krytkou. Po zapnutí přístroj je možné nastavit jeden ze tří stupňů intenzity čištění – nízký, střední a vysoký. Každý stupeň je signalizován kontrolní diodou. Přístroj má integrován automatický ochranný časovač nastavený na 10 minut. Po uplynutí této doby se ozve zvukový signál a přístroj se vypne. Další funkcí je alarm upozorňující na nízký stav baterie.

Ovládání čističe pleti


1. Odstraňte vrchní ochranou krytku čistícího kontaktu.
2. Zapněte přístroj pomocí hlavního vypínače POWER.
3. Pro spuštění čistící procedury stiskněte tlačítko VOL.
4. Pomocí tlačítka VOL je možné nastavit intenzitu ultrazvukových pulsů. Každý inenzita je signalizována kontrolními LED diodami. Opakovým stiskem tlačítka VOL je možné volit ze tří intenzit:
 - 1) **Nízká** intenzita pulsů (jedno stisknutí, rozsvícena jedna dioda)
 - 2) **Střední** intenzita pulsů (dvě stisknutí, rozsvíceny dvě diody)
 - 3) **Vysoká** intenzita pulsů (tři stisknutí, rozsvíceny tři diody)
5. Po 10 minutách používání se ozve zvukový signál (2x pípnutí) a přístroj se automaticky vypne. Ruční vypnutí je možné provést stiskem tlačítka POWER.

Dobíjení baterie

- Přístroj je napájen z dobíjecí baterie.
- Při plném nabití je výdrž přístroj přibližně 4 hodiny.
- Nízký stav baterie je signalizován zvukovým signálem (5x pípnutí) a rozsvíceným symbolem baterie, poté se přístroj automaticky vypne.
- K nabíjení baterie použijte pouze dodávaný dobíjecí adaptér.
- Plné nabití baterie trvá 2 hodiny. Poté adaptér odpojte z elektrické zásuvky.

Technické parametry

- **Model:** UD-039
- **Baterie:** 3,7V / 850mAh
- **Napájecí adaptér:** Vstup: AC 230V / 50Hz
Výstup: DC 6.2V / 500mA
- **Spotřeba:** 1,2W ± 10% (max.)

 Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebné dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Complex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.

☎ 549 245 575; 602 766 759